

Elxexo

Therapie die meegroeit met jouw praktijk

Het modulaire therapie platform voor maximale behandelbaarheid



gymna



Improve **quality of life**





De flexibiliteit die jouw praktijk nodig heeft

In jouw praktijk is geen enkele patiënt hetzelfde. Of je nu werkt met professionele atleten, ouderen of mensen in een revalidatietraject: jouw behandelstrategie moet flexibel en doelgericht zijn.

Ellexo is speciaal ontworpen om mee te bewegen met de noden van jouw praktijk. Dit modulaire platform past zich aan jou aan – niet andersom.

Ellexo past.
Vandaag, morgen en
ver in de toekomst.

Waarom kiezen voor Elexeo?

Oplossingen voor de echte pijnpunten in jouw praktijk.




Modulair & toekomstgericht

Met Elexeo bouw je aan een platform dat precies past bij jouw behandelvisie. Begin eenvoudig en breid uit wanneer jouw praktijk daar klaar voor is. Geen overbodige apparatuur, onnodige investeringen, wél maximale efficiëntie.

Behandel waar het nodig is, zonder grenzen

Dankzij de batterijmodule is Elexeo volledig mobiel. Of je nu werkt in meerdere behandelruimtes, bij mensen thuis of op het sportveld: je behoudt altijd alle functionaliteit, zonder concessies.

Het slimme, draagbare design maakt mobiel behandelen eenvoudig en efficiënt.



Gebruiksvriendelijk & snel

Minder instellen, meer behandelen. Verlies geen kostbare tijd met ingewikkelde instellingen. Dankzij het heldere 10-inch touchscreen, plug-and-play modules en de intuïtieve interface ben je in één beweging klaar om te starten, zonder tijdverlies of omslachtige instellingen.

Slimme functies, direct beschikbaar

Behandelprogramma's direct toegankelijk

Contra-indicatiegids voor veilige toepassing

Klinische ondersteuning op maat

Anatomische bibliotheek met 91 regio's en instructievideo's

Automatische en slimme herkenning van aangesloten modules

Navigatie via het touchscreen, net zo soepel als je smartphone

Hygiënisch, klinisch & duurzaam

Elexo is gebouwd voor intensief dagelijks gebruik. De robuuste behuizing en hoogwaardige componenten zorgen voor betrouwbaarheid, elke dag opnieuw.

Het volledig glazen voorpaneel is naadloos, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen – ideaal in elke klinische setting. Minder stilstand, lagere kosten en meer tijd voor wat telt: je patiënt.




3 bewezen therapie toepassingen in één toestel

Elexo ondersteunt **elektrotherapie**, **ultrageluid** en **combinatietherapie**, elk met voorgeprogrammeerde behandel protocollen die je snel op weg helpen.

Voeg de Vaco-module toe om elektroden snel en comfortabel te plaatsen via vacuümtechnologie. Dit zal het patiënt comfort nog vergroten.

Bewezen therapieën in één modulair en intuïtief toestel: betrouwbaar, krachtig en klaar voor elke behandeluitdaging.





Therapie- oplossingen op maat

Modulaire mogelijkheden,
passend bij je praktijk.

Dankzij het modulaire concept van Elexo kan je eenvoudig beginnen met een basisopstelling en stap voor stap uitbreiden met extra modules.

Elexo is opgebouwd rond een krachtige basisunit met touchscreen, bevat de interne voeding en is standaard voorzien van één

therapietoepassing. Dankzij het innovatieve **plug-and-play** systeem voeg je moeiteloos extra modules toe. Geen gedoe, alleen maximale flexibiliteit.

Kies zelf je startpunt, de basis unit

ET controle unit

Het kloppend hart van jouw therapiesysteem

De *elektrotherapie* controle unit is ontwikkeld voor geavanceerde neuromodulatie en neurostimulatie, met o.a. TENS, NMES en microstroom. De krachtige 2-kanaals unit ondersteunt alle gangbare stroomvormen en programma's voor spierzenuw-beoordeling, waardoor je één flexibel platform hebt voor uiteenlopende behandelmethodes.



Dankzij de modulaire opzet voedt de controle unit moeiteloos alle aangesloten Elexeo modules en bedien je het complete systeem via het hoogwaardige 10-inch capacitieve touchscreen. Volledig compatibel met alle modules, zodat je altijd kan uitbreiden en aanpassen aan de behoeften van jouw praktijk.

US controle unit

Therapeutisch ultrageluid op topniveau

De *ultrasound* controle unit is speciaal ontwikkeld voor therapeutisch ultrageluid en biedt twee volledig onafhankelijke ultrageluidkanalen, zodat je gelijktijdig meerdere behandelingen kan uitvoeren. Je beschikt over zowel conventioneel ultrageluid als LIUS en LIPUS en opent zo de deur naar geavanceerde behandelopties voor uiteenlopende klachten van het bewegingsapparaat.



De controle unit voedt alle aangesloten modules in jouw modulaire opstelling en laat je alles bedienen via het 10-inch capacitieve touchscreen. Standaard wordt zowel de grote als de kleine ultrageluidkop meegeleverd, zodat je elk behandeloppervlak optimaal bereikt en direct aan de slag kan. Beiden maken gebruik van de unieke **DynamUS***-technologie voor nog effectievere behandelingen.

Plug-and-Play modules



Breid uit tot je ideale samenstelling

ET module

Deze elektrotherapie module biedt exact dezelfde toepassingsmogelijkheden als de ET-controle unit.

Met krachtige neuromusculaire elektrostimulatie (NMES), TENS en microstroom stimuleer je snel spierherstel en verlicht je pijn direct waar het nodig is. Inzetbaar voor spieractivatie, pijnverlichting en

een versneld en geoptimaliseerd weefselherstel.

- Maakt samen met de ET-controle unit een krachtige 4-kanaals elektro-opstelling mogelijk
- Twee volledig onafhankelijke kanalen
- Brede inzetbaarheid bij diverse patiëntprofielen



US module

Deze ultrageluid module biedt exact dezelfde toepassingsmogelijkheden als de US-controle unit.

De grote ultrageluidkop wordt meegeleverd, uitgerust met de unieke **DynamUS***-functionaliteit.

Voor weefselherstel, het afremmen van ontstekingen en diepe warmtebehandelingen. Kies tussen thermische en non-thermische toepassingen, afhankelijk van het doel.



Vaco module

Dankzij de 2-kanaals Vaco-module met zijn stille en krachtige vacuümsysteem plaats je elektroden snel, eenvoudig en comfortabel.



Batterij module

Dankzij de lange accuduur en het doordachte design, gebruik je Elaxeo waar en wanneer het jou uitkomt. Of je nu werkt op het sportveld, bij een huisbezoek of binnen je praktijk, met de batterij module beschik je altijd over dezelfde functionaliteit als in je behandelruimte. Ideaal voor fysiotherapeuten die flexibiliteit en bereikbaarheid belangrijk vinden.





Gymna Mobile Fit

Een ergonomische werkplek

Een compacte, ergonomische trolley op maat gemaakt voor Eluxeo, Gymna Ultrasound Compact en Gymna Acure.

Comfortabel in gebruik, zowel zittend als staand. Dankzij het geïntegreerde kabelbeheer blijft jouw werkplek netjes en overzichtelijk.

De trolley wordt geleverd met een handige lade en


flessenhouder. Vier soepel draaiende zwenkwielen – waarvan twee met rem – zorgen voor maximale wendbaarheid en stabiliteit. Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, zodat je altijd hygiënisch kan werken.

Gebruiksklaar geleverd en naar wens uit te breiden met een extra lade of een houderplaat voor de ultrageluidkop.

Jouw ideale Elexeo-opstelling?

Ontdek het met het interactieve Elexeo-kompas. Je start vanuit de behandelindicaties die je vaak ziet in je praktijk, en krijgt meteen advies over welke modules het best passen bij jouw werkwijze.

Scan de **QR-code** of ga naar **elexeo.gymna.com**.
Zo stel je snel en eenvoudig een toestel samen dat écht bij je past.





Jouw praktijk,
jouw route. Elexeo
wijst de weg.



DynamUS



Slimme bewegingsdetectie voor een optimale ultrageluid behandeling

Elexo's ultrageluidskoppen zijn uitgerust met DynamUS, Gymna's bewegingsdetectiesysteem dat je begeleidt tijdens de behandeling. Het helpt je om het juiste dynamische bewegingstempo aan te houden.

Deze gebruiksvriendelijke functie monitort de snelheid waarmee de ultrageluidskop beweegt op de huid van de patiënt en geeft directe, visuele LED-feedback.

Te snel: ineffectieve behandeling – oranje LED brand continu.

Te traag: risico op hotspots en inwendige weefselschade – oranje LED knippert.



Jouw zekerheid
voor een optimale
behandeltechniek.



GTS - slimme begeleiding bij elke behandeling

Het Guided Therapy System begeleidt je via klinisch redeneren naar de meest optimale behandel keuze.

Via de gebruiksvriendelijke interface selecteer je in enkele klikken het juiste behandelprogramma. Jij focust op je patiënt, GTS zorgt voor de juiste parameters, instellingen en ondersteuning.

Zo behandel je sneller, doelgerichter en met volledige zekerheid.



Wat GTS je biedt:

Klinische informatie: direct gekoppeld aan je gekozen toepassing of behandeldoel, zodat je elke behandeling goed onderbouwd uitvoert.

Elektrodeplaatsing: duidelijke foto's tonen exact waar en hoe je de elektroden en toebehoren plaatst - voor maximale precisie en optimaal comfort.

Anatomische bibliotheek: inzichtelijke informatie over musculoskeletale structuren, ondersteunt je keuze bij elke behandeling.

Technische begeleiding: stapsgewijze uitleg over je gekozen therapievorm, de behandelmethode en individuele parameters.

How-to video's: praktische instructies om het maximale uit Elexeo te halen en voor maximale efficiëntie te gaan bij elke behandeling.

Het resultaat: met GTS werk je sneller, efficiënter en effectiever terwijl je patiënten profiteren van doelgerichte zorg met een professionele aanpak.



Jouw slimme partner
in doelgerichte
behandelingen.

Dual modality workflows

Meer effect in minder tijd

Met Ellexo haal je het maximale uit je behandelingen dankzij **dual-modality workflows**. Zo kan je je behandelplan efficiënter en effectiever uitvoeren.

1

Combinatietherapie: combineer elektrotherapie en ultrageluid op hetzelfde letsel voor een versterkt therapeutisch effect.

2

Simultane therapie: behandel 2 verschillende zones of indicaties tegelijkertijd en bespaar waardevolle behandeltime.

3

Voeg de **Vaco-module** toe voor snelle en eenvoudige elektrodenplaatsing via vacuümtechnologie – comfortabel voor je patiënt en efficiënt voor jezelf.





reddot winner 2025
medical devices and technology design

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

Start vandaag, groei morgen

Gebruik ons interactieve kompas en ontdek in een paar klikken jouw ideale Elexeo-opstelling. Het helpt je om het juiste toestel samen te stellen op basis van jouw specialisaties en behandelmethoden.

Scan de QR-code en vind jouw Elexeo.



Wij staan voor je klaar

Meer weten? Vraag je persoonlijke offerte aan of plan een demo in. Onze Gymna-partners staan voor je klaar met persoonlijk advies, demo's en ondersteuning.

Scan de QR-code en vind een Gymna partner.



Elexeo
Improve quality of life



gymna[®]



gymna.com